



FICHA TECNICA

CEP. DE ORTODONCIA INTER-ORTHO

Código Interno: TC38-015

Presentación

Descripción:	CEP. DE ORTODONCIA INTER ORTHO
Peso por blister:	18 g.
Surtido de colores:	2 colores (incoloro y azul)
Corte de cerdas:	Corte V
	Redondeo al 95%

Empaque

Tamaño de corrugado:	17 x 25 x 26 cm
	72 piezas por corrugado (6 doceneras por corrugado, 12 piezas por docenera, 2 piezas de cada color)
Unidad de empaque:	
Peso por corrugado:	1.7 Kg.
Código EAN 13 Individual:	7501072600172
Código DUN 14 docenera:	17501072600179
Código DUN 14 corrugado:	37501072600173
Acomodo en tarimas:	140 corrugados por tarima (28 corrugados por cama, 5 camas), 10,080 piezas por tarima

Materiales

Mango:	Copolimero estireno acrilonitrilo (SAN)
Clip:	Polipropileno
Filamentos:	Poliéster
Cepillo Interdental:	Poliéster
Blister Pack:	Policloruro de Vinilo (PVC)

Dimensiones

Largo del mango:	18 cm
Altura de filamentos:	1 cm
Calibre de filamentos:	Poliéster natural: Calibre 8
Blister pack:	24 cm x 4 cm x 2 cm



Revision: Julio 2023



CLINIC
 LABORATORIOS

Inter Ortho
 CEPILLO DENTAL ORTODONTICO

Cerdas en corte en V, recomendadas para tratamientos ortodónticos.

Cepillo fino para una eficaz limpieza en espacios interdentales y alrededor de puentes o brackets.

Instrucciones:

- 1 Deslizar la pieza azul hacia arriba.
- 2 Insertar el repuesto del cepillo en la hendidura.
- 3 Regresar la pieza azul hacia abajo.

Técnica de limpieza:
 Introducir el cepillo entre los dientes o artillos ortodónticos, realizar un suave movimiento de vaivén para eliminar los residuos de comida.

Precaución: Partes pequeñas. Los dentistas recomiendan cambiar el cepillo cada 3 meses.

MEXICO

7501072600172

HECHO EN MEXICO
 Laboratorios Clinic, S.A. de C.V.
 San José No. 36 Col. Carrillo Puerto
 C.P. 78136 Querétaro, Gro. México
 R.F.C. LCC9203-12-424
 Tels. 442 309 1880 - 442 309 1882
 info@clinic.com.mx
 www.clinic.com.mx
 laboratoriosclinic

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
 800 430 8000

Cont. 1 cepillo dental, 1 cepillo interdental y 2 repuestos de cepillos interdentales