



FICHA TECNICA

INTERDENTAL "L" 0.8 VIAJE

Código Interno: TC37-014

Presentación

| | |
|---------------------|--|
| Descripción: | INTERDENTAL "L" 0.8 VIAJE |
| Peso por blister: | 17.7 g. |
| Surtido de colores: | Azul con blanco |
| Corte de cerdas: | Cilindrico ultra fino |
| Pruebas de calidad: | Integridad del esmalte Verificación óptica de dimensiones de parte activa |

Empaque

| | |
|---------------------------|---|
| Tamaño de corrugado: | 41 x 31.5 x 14 cm |
| Unidad de empaque: | 120 piezas por corrugado (6 doceneras por corrugado, 20 piezas por docenera) |
| Peso por corrugado: | 2.5 Kg. |
| Código EAN 13 Individual: | 7501072639073 |
| Código DUN 14 docenera: | 17501072639070 |
| Código DUN 14 corrugado: | 37501072639074 |
| Acomodo en tarimas: | 72 corrugados por tarima (9 corrugados por cama, 9 camas) 8,640 piezas por tarima. |

Materiales

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Mango: | Polipropileno y Elastomero |
| Filamentos: | Poliéster |
| Capuchón: | Polipropileno |
| Blister Pack: | Policloruro de Vinilo (PVC) |

Dimensiones

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Largo del mango: | 8 cm |
| Altura de filamentos: | 0.5 mm |
| Calibre de filamentos: | Poliéster Transparente: Calibre 12 |
| Blister pack: | 6 cm x 13 cm x 1 cm |





Interdental-D

Alcanza las áreas de difícil acceso permitiendo una limpieza eficaz.



SUPERWHITE[®]
Interdental-D



- El diseño del cepillo en L facilita el acceso a todos los espacios interdentales, permitiendo una limpieza eficaz.



- Ideal para remover los residuos de comida alojada en los espacios interdentales y alrededor de brackets.

- Mango semi-largo que permite limpiar con facilidad todos los dientes.



7501072639073

MEXICO
HECHO EN MÉXICO
Laboratorios Clinic, S.A. de C.V.
San José No.36 Col. Carrillo Puerto
C.P. 76138 Querétaro, Qro. México
R.F.C. LCC920312-424
Tels. 442 309 1800 • 442 309 1802
info@clinic.com.mx
www.clinic.com.mx
laboratoriosclinic

Cont. 4 piezas ATENCION AL CONSUMIDOR
800 400 8600