



FICHA TECNICA

KIT DE ORTODONCIA


Código Interno: TC67-015

Presentación	
Descripción:	PAQ. DE ORTODONCIA
Peso por blíster:	46.9 g.
Surtido de colores:	4 colores de mangos (rojo, verde, amarillo y azul) con 3 colores interdentes (azul, rojo y amarillo), 1 capuchon incoloro, 1 estuche para cera incoloro.
Corte de cerdas:	V Interdentales: Cilindrico Ultra Fino, Fino y Cónico.
Pruebas de calidad:	Redondeo de cerdas Cepillo: 80% Retención de cerdas Cepillo: 5.6 Libras. En cepillos interdentes: verificación de Integridad del esmalte y óptica de dimensiones de parte activa.

Empaque	
Tamaño de corrugado:	28 x 26 x 25 cm
Unidad de empaque:	45 Piezas por corrugado
Peso por corrugado:	2.4 Kg.
Código EAN 13 Individual:	7501072670007
Código DUN 14 docenera:	N/A
Código DUN 14 corrugado:	17501072670004
Acomodo en tarimas:	60 corrugados por tarima (12 por cama, 5 camas), 2,700 piezas por tarima.

Materiales	
Mango de cepillo:	Polipropileno y Elastomero
Filamentos de cepillo:	PBT y Carbón activado
Capuchón cepillo:	Polipropileno Clarificado
Mango Interdentales:	Polipropileno
Capuchon Interdentales:	Polipropileno Clarificado
Estuche para cera:	Polipropileno Clarificado
Blister Pack:	Policloruro de Vinilo (PVC)

Dimensiones	
Largo del mango del cepillo:	19 cm
Altura de filamentos:	1.1 cm
	6.5 cm
Largo del mango interdentes:	
Altura de filamentos interdentes:	0.5 cm
Estuche p/ cera:	5.3 cm x 3.5 cm
Blister pack:	24 cm x 8.8 cm x 2 cm



Revision : Julio 2023



CLINIC

PREMIUM PACK
Cerdas de carbón activado



CEPILLO DENTAL ORTODONTICO

Cerdas de carbón activado, corte en "V" que facilita una limpieza profunda alrededor de los accesorios de ortodoncia.

CERA DE ORTODONCIA AROMA: MENTA



Ideal para colocarse en brackets, puentes, aparatos fijos, implantes, con el fin de prevenir irritaciones y lesiones.



CEPILLOS INTERDENTALES

Cepillos con 3 medidas diferentes: Cónico: 1.6 mm., Fino: 1.4mm. y Ultra Fino: 1mm. Ideales para una limpieza eficaz que ayuda a prevenir las caries y la gingivitis ya que remueven la placa y residuos de comida en el área de brackets así como espacios interdientales.

CAPUCHÓN PARA CEPILLO



Cubierta ventilada que ayuda a mantener el cepillo limpio, seco y libre de bacterias.

Los dentistas recomiendan cambiar el cepillo cada 3 meses



HECHO EN MEXICO

Laboratorios Clinic, S.A. de C.V.
San José No. 35 Col. Carrillo Puerto
C.P. 76138 Querétaro, Qro. México
R.F.C. LOC920312-424
Tels. 442 309 1800 + 442 309 1802
ventas@clinic.com.mx
www.clinic.com.mx

laboratoriosclinic

ATENCION AL CONSUMIDOR
800 400 8600

Contenido: Un cepillo de ortodoncia, Un capuchón, cera para ortodoncia y tres cepillos interdientales.